

La gamme de sièges Euronda comprend trois modèles conçus pour répondre aux différentes exigences. CDS301, Coral et Onyx sont parfaits pour rester de nombreuses heures assis grâce au dossier enveloppant, à l'assise confortable et à la structure stable. Par ailleurs ils sont beaux et disponibles dans plusieurs couleurs, avec des coutures différentes ou thermoformés. Il ne vous reste qu'à choisir.

Siège thermoformés



Siège cousus



Les couleurs du présent document sont indicatives.

Euronda®

Plus de 40 ans de protection dans le secteur dentaire

990323 - Rev.02/2019

Euronda est depuis plus de 40 ans synonyme d'excellence dans le domaine de la protection dentaire. D'origine italienne et de vocation internationale, elle compte 4 filiales opérationnelles et des produits vendus dans plus de 100 pays dans le monde. Euronda est l'une des entreprises de référence en ce qui concerne le contrôle des infections dans le secteur dentaire. La production comprend deux lignes spécifiques de produits, dont les produits stériles à usage unique d'Euronda Alle®, Euronda Monoart®, une ample gamme de produits à usage unique, d'accessoires et de dispositifs de protection individuelle qui allient la qualité maximale de production à la vivacité des couleurs. Euronda Pro System, le Système de Protection Totale Euronda. Une ligne complète de produits qui optimisent tout le processus de stérilisation et le rendent plus sûr.

Tous les produits Euronda garantissent les normes maximales de qualité et de protection pour les dentistes, les opérateurs et les patients.

Euronda Spa

Via Chizzalunga 1
36066 Sandrigo
Vicenza, Italy
t (+39) 0444 656111
f (+39) 0444 656199
m info@euronda.com
www.euronda.com

España

Euronda Spa
Identyd, Av. Cabezo
de Torres 4, 30007 Murcia,
España
t 900102034
m info@euronda.es
www.euronda.es

Russia

OOO Finstar
5/2a Varshavskaya str.
196128 St. Petersburg,
Russia
t +7 (812) 635 88 94
m info@finstartech.ru
www.euronda.com.ru

Deutschland

Euronda Deutschland GMBH
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge,
Deutschland
t (+49) 2505 9389 0
f (+49) 2505 9389 29
m info@euronda.de
www.euronda.de

France

Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de
Bruxelles, 60110 Amblainville,
France
t +33 (0) 3 44 06 69 70
f +33 (0) 3 44 02 03 89
m info@euronda.fr
www.euronda.fr

Euronda®

Sièges pour Opérateur

FR

Euronda®
Studio

CDS301

Stable et robuste, pour une assise sûre dans le temps

Siège pour opérateur. Structure en acier chromé avec base à cinq rayons, équipée de cinq roues pivotantes. Mécanisme manuel intégré dans la partie inférieure de l'assise actionnable des deux mains à 360°, sans recherche d'éventuelles commandes. Dossier robuste, enveloppant, anatomique et orientable en trois positions différentes. Permet une position de travail décontractée qui réduit les tensions sur la colonne vertébrale, le bassin et les jambes. Surface lisse et arrondie pour garantir une hygiène et une propreté maximales.



Couleurs :
25 couleurs disponibles



Modèles :
Thermoformés ou cousus



Dimensions :
Assise ronde, diamètre 40x10 cm (Øxh)
Hauteur réglable : 51-69 cm



Poids :
15 kg



Coral

Le siège pratique, fiable, durable

Siège opérateur conforme à la norme ISO 7493. Structure en polyamide extrudé recyclable, ignifuge, résistante aux rayures et anti-chocs, équipée de cinq roues autobloquantes. Mécanisme manuel intégré dans la partie inférieure de l'assise actionnable des deux mains à 360°, sans recherche d'éventuelles commandes et recouvert d'une protection spéciale. Dossier robuste enveloppant anatomique orientable en trois positions différentes. L'assise est en polyuréthane indéformable et recouverte de sky.



Couleurs :
25 couleurs disponibles



Modèles :
Thermoformés ou cousus



Dimensions :
Assise ronde, diamètre 39x9 cm (ØxH)
Hauteur réglable : 52 - 70 cm



Poids :
13 kg



Onyx

Confort et qualité pour tous

Siège pour opérateur. Structure en aluminium avec base à cinq rayons. Équipé de levier dans la partie inférieure de l'assise actionnable à 360°. Assise ronde. Dossier enveloppant, anatomique et orientable en trois positions (droit, centre, gauche) et en profondeur.



Couleurs :
25 couleurs disponibles



Modèles :
Thermoformés ou cousus



Dimensions :
Assise ronde, diamètre 39x9 cm (ØxH)
Base diamètre : 58 cm
Hauteur réglable : 50-65 cm



Poids :
15 kg

